

天然歯本来の歯面を

ノンフッ素歯面クリーニング

各種歯面処置前のクリーニングにご使用いただくことにより、天然歯本来の歯面を提供し、処置の効果を最大限発揮しうる環境を整えるプロケア用のペーストです。

**Adonest®
FINE**

DENTAL
FINAL POLISHING CREAM
without Fluoride

**Adonest®
FINE**
アドネスト®ファイン
歯面研磨材(仕上げ研磨)
ノンフッ素
ピーチ
50g

NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.
MADE IN JAPAN

**Adonest®
COARSE**
アドネスト®コース
歯面研磨材(粗研磨)
ノンフッ素
ライチ
50g

NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.
MADE IN JAPAN

**Adonest®
COARSE**

DENTAL
SCALING CREAM
without Fluoride



- ☐ ホワイトニング前のクリーニングに
- ☐ 補綴物装着前の歯面清掃に
- ☐ 矯正用のブラケット装着前に

アドネスト®ファイン

歯面研磨材(仕上げ研磨)

ノンフッ素

ピーチフレーバー

アドネスト®コース

歯面研磨材(粗研磨)

ノンフッ素

ライチフレーバー

5つの優れた基本性能

● = アドネストファイン ● = アドネストコース

- **ノンフッ素!** ———— ホワイトニングやボンディングなどの処置前に安心のフッ素非配合。
- **ほんのりフルーツフレーバー** ———— ファインはピーチ、コースはライチのフルーツフレーバーです。
- **泡立たない!** ———— 清掃時の視界を妨げる泡立ちがありません。飛散の少ない視認性の良いペーストです。
- **クイッククリーニング!** ———— 粗研磨のコースはRDA値250!※ 着色がひどい場合も手早いクリーニングが可能です。※相当値
- **スムーズなラミネートチューブ** ———— ジャストサイズで絞りやすいラミネートチューブを採用。



アドネスト®ファイン

歯面研磨材(仕上げ研磨) ノンフッ素 ピーチ



仕上げに適した微粒子の清掃材です。

アドネスト ファイン
添付文書

アドネスト®コース

歯面研磨材(粗研磨) ノンフッ素 ライチ



頑固な汚れもスピーディーに除去可能な
高い清掃性を有します。

アドネスト コース
添付文書

- 仕上げ研磨材(一般的名称:歯面研磨材)
- 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00154000022
- 包装:50g ■ 粒子径:7μm

- 粗研磨材(一般的名称:歯面研磨材)
- 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00154000023
- 包装:50g ■ 粒子径:37μm

※ご使用の際には取扱説明書をよく読んでお使いください。

販売店名

製造販売業者



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. 03-3400-3768(代) Fax. 03-3499-0613

ネオ製薬ホームページ
<https://www.neo-dental.com/>



お問い合わせ ☎0120-07-3768