



# 治療用シリンジ ラインアップ

## Neo Irrigation & Treatment Syringes

### R5 Separate Type セパレートタイプ Neo Irrigation Syringe






- ・ **チップをディスポーザブル**とすることにより、インフェクションコントロールが簡便に行えます。
- ・ **5mLの容量**があるため、液量を必要とする洗浄時に適します。

※1mL以下の少ない液量を適用される場合は下記ルートキャナルシリンジをご使用下さい。

一般医療機器  
医療機器届出番号 13B1X0015400004


### ネオ イリゲーションシリンジ (R5) 5mL

#### 補充用単品

セット内容	標準価格
シリンジ本体  × 2	3,500
先端チップ ※ネオクリアチップ(S)  × 20	
潤滑油  × 1	


製品名・内容	標準価格
ネオクリアチップ(S) 先端チップ×40	2,000
潤滑油 6袋+ケース1個付	800

### R One-piece Type ワンピースタイプ Root Canal Syringe




※一体構造のため、使用後は全体を薬液またはオートクレーブ等により滅菌してください。

- ・ 繊細な操作が要求される処置時に
- ・ 広い術野と軽快な操作感
- ・ 全5色のカラーを用意



### ルートキャナル®シリンジ 1mL



一般医療機器  
医療機器届出番号 13B1X00154000001

2本セット ブルー・クリーム 各1本+潤滑油 標準価格 1,800	3本セット レッド・グリーン・ブラック 各1本+潤滑油 標準価格 2,400	単色 2本セット 5色のうちいずれか1色 2本組+潤滑油 標準価格 1,800
--	---	--

※いずれもオートクレーブ対応製品ですが薬液消毒で運用頂く方が樹脂劣化を抑制できます。先端チップは再使用禁止です。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号  
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名