

医薬品含有歯科用根管充填シーラー

# デンタリス®

水酸化カルシウム配合



DENTAL ROOT CANAL SEALING MATERIAL

**Dentalis®**  
NX



DENTAL ROOT CANAL SEALING MATERIAL

**Dentalis®**  
KEZ





医薬品含有歯科用根管充填シーラー

# Dentalis



## デンタリス®NX

成分 水酸化カルシウム  
酸化亜鉛  
ユージノール  
その他

特長 ヨードホルムを含まない水酸化カルシウム系のシーラー材です。ヨード過敏症の患者さんにも適しています。

高度管理医療機器  
医療機器承認番号 21300BZZ00237000



### 特長

デンタリスシリーズは、水酸化カルシウムを配合した根管充填シーラーで、根管壁及び根管充填用ポイントに対するヌレ性に優れています。pHをアルカリ性に調製し、根管内で5~10分と短時間で硬化するため、組織に対する刺激性が少なく、速やかなポイント固定が可能です。

## デンタリス®KEZ

成分 ヨードホルム  
水酸化カルシウム  
酸化亜鉛  
ユージノール  
その他

特長 ヨードホルムと水酸化カルシウムを配合し、感染根管治療後の根管充填に良好な効果を発揮します。

高度管理医療機器  
医療機器承認番号 21200BZZ00582000



包装	標準価格
セット (15g・10mL・練和紙)	10,000
末 15g	5,000
液 10mL	5,000

MAGNESIUM OXIDE

# MGO Sealer

歯科用根管充填シーラー



## 酸化マグネシウム系 根管充填シーラー。

水酸化カルシウムに類似した組織反応を有する酸化マグネシウム(MgO)を配合。水酸化カルシウムに比べ硬化後も成分特性のマスクングが少なく、生体親和性及び他材との調和性が良好な製材です。

チューブタイプによりコストを抑制、ユニークな配合成分に加え、操作性と経済性を両立させた、汎用性の高い根管充填用シーラーです。

### MGOシーラー

管理医療機器  
医療機器認証番号 223AFBZX00138000  
一般的名称 歯科用根管充填シーラー

ベース	18g	標準価格 9,500
カタリスト	8g	
練和紙	1冊	

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号  
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名