

# R5

多用途洗浄用シリンジ

5mL irrigation syringe to  
Restrict the infections

## ネオ イリゲーションシリンジ (R5) 5mL

歯科用に設計された、先端径0.5mmのチップが

治療時のあらゆる洗浄ニーズを満たします。

根管だけでなく、歯周ポケット、外科処置部位、抜歯窩など

口腔内の様々なエリアに応用いただけます。

また5mLのシリンジ容量により、十分な液量が確保できます。

オートクレーブ対応 ※



※ 乾燥工程不可

※ 121℃の設定でお願いします

※ 紫外線灯不可



※ AC対応製品ですが薬液消毒で運用頂く方が  
樹脂劣化を抑制できます。

一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00154000004

一般的名称：手動式生体用洗浄器




NEO DENTAL CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD.

# 治療用シリンジ ラインアップ

## Neo Irrigation & Treatment Syringes

### R5 Separate Type セパレートタイプ Neo Irrigation Syringe



- ・ **チップをディスポーザブル**とすることにより、インフェクションコントロールが簡便に行えます。
- ・ **5mLの容量**があるため、液量が必要とする洗浄時に適します。


※1mL以下の少ない液量を適用される場合は下記ルートキャナルシリンジをご使用下さい。

一般医療機器

医療機器届出番号 13B1X0015400004

### ネオ イリゲーションシリンジ (R5) 5mL

#### セット内容

|                        |                                                                                     |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| シリンジ本体                 |    | × 2  |
| 先端チップ<br>※ネオ クリアチップ(S) |   | × 20 |
| 潤滑油                    |  | × 1  |


#### 補充用単品

#### 製品名・内容

ネオ クリアチップ (S)  
先端チップ×40

潤滑油  
6袋+ケース1個付

### R One-piece Type ワンピースタイプ Root Canal Syringe




※一体構造のため、使用後は全体を薬液またはオートクレーブ等により滅菌してください。



- ・ **繊細な操作**が要求される処置時に
- ・ **広い術野**と軽快な操作感
- ・ 全5色のカラーを用意

### ルートキャナル®シリンジ 1mL



一般医療機器

医療機器届出番号 13B1X0015400001

#### 2本セット

ブルー・クリーム  
各1本+潤滑油

#### 3本セット

レッド・グリーン・ブラック  
各1本+潤滑油

#### 単色 2本セット

5色のうちいずれか1色  
2本組+潤滑油

※いずれもオートクレーブ対応製品ですが薬液消毒で運用頂く方が樹脂劣化を抑制できます。先端チップは再使用禁止です。

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号  
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名