



NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

Vitapex[®]

黄色は強さ! Dr.イエロー!



ビタペックス[®]

水酸化カルシウム・ヨードホルムパスタ

高度管理医療機器 医療機器承認番号 16300BZZ00918000
一般的名称 水酸化カルシウム系歯科根管充填材料

黄色いヨードホルムが 治療をバックアップ。

水酸化カルシウムとヨードホルムを主成分としたパスタ状の根管充填材で、操作性、到達性が良く、根端(尖)まで緻密に充填でき、根端(尖)部歯周組織の治癒に対して好影響を与え、優れたX線造影性も有しています。非硬化性の製材なので、乳歯の根管充填にも適しています。



ネオ製薬工業株式会社
東京都渋谷区広尾3丁目1番3号

ホームページ <https://www.neo-dental.com/>
お問い合わせ ☎ 0120-07-3768


WW ダブルで働くDr.イエロー



黄色いヨードホルムが治療をバックアップ。

30% 水酸化カルシウム含有のビタペックスは、根端（尖）部歯周組織の治療に好影響を与えるだけでなく、造影剤として配合されているヨードホルムが浸出液などの組織液に接するとヨウ素を遊離し、持続的な殺菌力を発揮します。

バランスのとれた成分が多層的に効力を示す、頼れる製材です。



ビタペックス チップセット
＜リフィルとチップが入ったセット＞
※チップ：単回使用
リフィルシリンジ 2 g 入
チップ 20本

ネオブルーチップ（S）
＜チップのみの単品＞ 単回使用
チップ 40本
一般医療機器
医療機器届出番号13B1X00154000016

ビタペックス リフィル
＜補充用シリンジのみの単品＞
リフィルシリンジ 2 g 入

ミニシリンジ 単回使用
＜ミニシリンジのみの単品＞
ミニシリンジ 20本
一般医療機器
医療機器届出番号13B1X00154000003

根管充填後のビタペックスの水分含量増にも対応するソルベントです。



ビタペックス® ソルベント

根管充填材用軟化材

ビタペックスの除去に
専用ソルベント新発売!

根管充填後一定期間経過したビタペックスの組成を考慮し、適切な油脂溶解作用を付与したソルベントです。根管からの機械的な除去操作時に併用し、除去の効率を高めます。

包装 100 mL



管理医療機器
医療機器認証番号：303ADBZX00115000

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

販売店名